

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. <sup>TS</sup>

### 40331: Couverture de lapin alourdie incombustible Anne-Lore® (granulés)

*Les articles alourdis sont utilisés pour apaiser les personnes sensibles aux facteurs de stress et d'angoisse. Une couverture alourdie produit le même effet qu'un doudou.  
Des études ont démontré que la nécessité de contentionner le patient diminue avec l'usage d'articles alourdis.*

Un article alourdi est rempli de granulats et suit parfaitement les contours du corps. Il a en outre l'avantage de ne pas nécessiter un grand volume de remplissage pour exercer une pression suffisante. L'article est fabriqué de façon à rester aussi frais et respirant que possible. Il est donc pratique dans un environnement chaud et est facile d'entretien.



**Md 40331/3<sup>TS</sup>:** Couverture de lapin alourdie à utiliser pendant la journée, qualité 1010, bleu, dim. 125/70 cm, 3 kg.



**Md 40331/4,5<sup>TS</sup>:** Couverture de lapin alourdie à utiliser pendant la journée, qualité 1010, vert, dim. 125/70 cm, 4,5 kg.

#### But:

- Réduire l'anxiété et le stress
- Soulager l'agitation et l'irritabilité
- Améliorer la concentration.

#### Attention:

- La combinaison d'une couverture alourdie et une capacité pulmonaire faible peut être un risque. En ce cas une surveillance reste de mise.
- Attention de ne pas vous trébucher sur une couverture tombée au sol.

#### Guide d'utilisation :

Posez la couverture sur les jambes en longueur ou en largeur selon la position sur la chaise. Pliez la couverture en deux pour augmenter la pression locale.

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. <sup>TS</sup>

**Qualité:** 1010, incombustible, matériau respirant, haute résistance à la déchirure

**Remplissage:** granulés de plastique incombustible

Les couvertures alourdis sont fabriquées en tissu incombustible.

Prescription de lavage pour les articles alourdis :

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C, programme doux avec peu de lessive et laver dans le sac à linge fourni. Les couettes plus de 6 kg sont divisibles et chaque partie peut être lavée séparément.
2. *Rinçage* NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.
3. *Séchage* Sécher brièvement à basse température dans un sac à linge dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.  
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

Wasvoorschrift van verzwaringsartikelen granulaat :

1. *Wassen* Separaat wassen op 60°C zacht programma met weinig wasmiddel in een waszak. Dekbedden met een gewicht van meer dan 6 kg zijn deelbaar en elk deel kan hierdoor afzonderlijk gewassen worden.
2. *Spoelen* GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. *Drogen* Hangend drogen. Niet in de droogkast en geen droogkuis toegestaan