

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>

### 40333: Brandvertragend verzwaringsdeken Anne-Lore® (granulaat) in PU + overtrek met drukknoplint(610510 A)

*Verzwaringsartikelen worden gebruikt als rustgevend hulpmiddel voor mensen die onderhevig zijn aan stress en angst gerelateerde factoren of voor mensen met slaapproblemen. Een verzwaringsdeken kalmeert op dezelfde manier als een knuffel zou doen. Studies van het gebruik van verzwaringsartikelen hebben uitgewezen dat ze bij sommige patiënten de noodzaak van fixatiemiddelen en medicatie verminderen.*

Een verzwaringsartikel dat gevuld is met granulaat volgt perfect de contouren van het lichaam. Het heeft bovendien het voordeel dat je weinig vulvolume nodig hebt om genoeg druk uit te oefenen, zodat het artikel op zich niet echt dik hoeft te zijn. Dit is praktisch in een warme omgeving en makkelijk in onderhoud.



**Md 40333/4<sup>TS</sup>:** Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 4 kg, drukknoplint aan de zijkanten.

**Md 40333/6<sup>TS</sup>:** Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 6 kg, drukknoplint aan de zijkanten.

**Md 40333/8<sup>TS</sup>:** Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 8 kg, drukknoplint aan de zijkanten.

**Md 40333/10<sup>TS</sup>:** Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 10 kg, drukknoplint aan de zijkanten.

**Md 40333/12<sup>TS</sup>:** Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 12 kg, drukknoplint aan de zijkanten.

#### Doel :

- Helpen om de hele nacht door te slapen.
- Angst en stress verminderen
- Onrust en prikkelbaarheid verzachten
- Concentratie verbeteren.

#### Opgepast:

- De combinatie van een verzwaringsdeken en een verminderde longcapaciteit of een zwak spierstelsel kan een risico inhouden. Volg het gebruik van de dekens in dat geval van nabij op. Of raadpleeg een arts in geval van twijfel.
- Houd rekening met struikelgevaar indien een verzwaringsdeken op de grond is gevallen.

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>

### Richtlijn voor gebruik:

De verzwaarde deken 40333 wordt best gebruikt in combinatie met dekbedovertrek 610510 A.  
Open hiervoor de ritssluiting van de dekbedovertrek en draai deze binnenste buiten. Druk het drukknoplint op de zijkanten op elkaar zodat beide delen aan elkaar vasthangen. Draai het geheel terug door de rits opening en sluit tenslotte de ritssluiting.



**Kwaliteit :** PU blijvend brandvertragend  
1010, blijvend brandvertragend, ademend materiaal, hoge scheurweerstand  
**Vulling:** brandvertragend kunststof granulaat

### PU

#### *1. Reinigen*

Kan afgewassen worden met warm zeepwater tot 95°C.  
Gebruik geen solventen of bleekmiddelen.  
Kan chemisch gereinigd worden met alle hiervoor bestemde vloeistoffen met uitzondering van trichloorethylene.

De verzwaringsartikelen zijn gemaakt uit een brandvertragende stof.

