

Snoezle®

Snoezle® est une expérience multi-sensorielle dans votre environnement familial. Rêvez pendant un spectacle de lumière audio-visuel.

Snoezelen est une activité qui est proposée aux personnes souffrant d'un handicap mental, d'une démence avancée, d'autisme, d'EVMB, autre,... Le client est placé dans un espace pendant une période plus ou moins longue où des effets lumineux, des images et des sons atténués ont une influence stimulante ou calmante.

Snoezelen se déroule souvent dans une salle snoezelen. Snoezle® apporte l'expérience snoezel à l'utilisateur de manière mobile, dans son environnement familial.



Tout le bord du Snoezle® est équipé de 370 LED distinctes qui, ensemble, produisent un spectacle lumineux. Les LEDs sont protégées par un manchon en silicone.

Ce spectacle de lumière est entièrement synchronisé avec l'audio et personnalisé par thème.

Le module Snoezle qui contrôle la lumière et le son contient 4 thèmes différents : Sous-marin, forêt, mer et espace. Chaque thème existe en 2 versions : un mode intense et un mode calme.

Le mode intense est un mode plus stimulant. Dans ce mode, il y a un peu plus d'activité dans la lumière et le son. Le mode silencieux est plus relaxant, moins stimulant.



La mise en place d'un Snoezle® se fait en 3 étapes et ne prend que 10 secondes.

1. Dépliez le Snoezle®.
2. Fixez le module.
3. Connecter avec le câble d'alimentation (ou la batterie)

Une simple pression sur le bouton et vous êtes prêt à faire un petit somme.

Le Snoezle® peut être plié en un disque plat et rangé facilement. La meilleure façon de nettoyer votre Snoezle® est d'utiliser des lingettes désinfectantes universelles. Un nettoyage approfondi peut être effectué en détachant la toile de l'armature de la tente. Le tissu peut être lavé à la main à 60°C maximum, sans javellisant, sans sèche-linge, suspendu pour sécher.

Le Snoezle® a été conçu pour un groupe cible difficile et peut donc être mis à rude épreuve. La tente est faite d'un tissu polyester non déchirant, le module sonore d'un plastique résistant.

Le Snoezle® peut être utilisé sur le sol ou sur le lit. Le support Snoezle® à utiliser au-dessus d'une chaise ou d'un fauteuil roulant est disponible séparément et est réglable en hauteur.

Articles d'expérience et articles alourdis



Sous-marin

Mer



Forêt



