

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

40340: Couverture de repos alourdie incombustible Anne-Lore® (granulé)

*Les articles alourdis sont utilisés pour apaiser les personnes sensibles aux facteurs de stress et d'angoisse. Une couverture alourdie produit le même effet qu'un doudou.
Des études ont démontré que la nécessité de contentionner le patient diminue avec l'usage d'articles alourdis.*

Un article alourdi est rempli de granulat et suit parfaitement les contours du corps. Il a en outre l'avantage de ne pas nécessiter un grand volume de remplissage pour exercer une pression suffisante. L'article est fabriqué de façon à rester aussi frais et respirant que possible. Il est donc pratique dans un environnement chaud et est facile d'entretien.



Md 40340^{TS}: couverture de repos, qualité 1010 ouaté, bandes latérales légèrement alourdis aux cuisses, taille et épaules.

But :

- Réduire l'anxiété et le stress
- Soulager l'agitation et l'irritabilité
- Améliorer la concentration.

Attention:

- La combinaison d'une couverture alourdie et une capacité pulmonaire faible peut être un risque. En ce cas une surveillance reste de mise.
- Attention de ne pas vous trébucher sur une couverture tombée au sol.

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

Directives d'utilisation:

Placez la couverture de repos dans un siège dont le dossier est suffisamment haut. Appliquez la sangle inférieure autour du dossier et juste au-dessus du siège de manière à ce que la sangle soit visible de l'avant. Tirez la pièce supérieure sur le haut du dossier de manière à ce que la couverture du repose-pieds soit bien accrochée sur le siège. Mettez la ceinture supérieure autour du dossier, mais assurez-vous que la ceinture à l'avant du siège passe sous la couverture de repos. Ouvrez les bandes latérales de la couverture de repos et laissez l'utilisateur s'asseoir sur le siège. Repliez les bandes latérales une par une sur le corps de l'utilisateur en commençant par les jambes.

Qualité: 1010, incombustible, matériau respirant, haute résistance à la déchirure
Remplissage: granulés de plastique incombustible



La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}



La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

Les couvertures alourdis sont fabriquées en tissu incombustible.

Prescription de lavage pour les articles alourdis :

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C, programme doux avec peu de lessive et laver dans le sac à linge fourni. Les couettes plus de 6 kg sont divisibles et chaque partie peut être lavée séparément.
2. *Rinçage* NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.
3. *Séchage* Sécher brièvement à basse température dans un sac à linge dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

