

Schutzhandschuhe gegen Kratzen

Schutzhandschuhe gegen Kratzen, Herausziehen von Sonden oder Entfernen von Inkontinenzmaterial. Die Handschuhe sind aus einem angenehmen Material gefertigt, 60°C waschbar und trocknerbeständig.

Qualität 1065: *Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes reißfestes Material.*
Qualität 1010: *Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes Textil mit hohem Reißwiderstand.*



Md 269^{TS}

Schutzhandschuh gegen Kratzen mit doppeltem Klettverschluss um das Handgelenk herum, zusätzlicher Füllung an der Handfläche und Gummi mit Sicherheitsschnalle, paarweise.



Pflegehinweise für die Qualitäten 1010 und 1065:

1. *Waschen* Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.
2. *Spülen* KEINEN WEICHPÜLER verwenden.
3. *Trocknen* Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen. Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.) trocknen.