

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. ^{TS}

40332: Flammhemmende waschbare Gewichtsdecke Anne-Lore® (Granulat)

Gewichtsartikel werden als beruhigendes Hilfsmittel bei Personen eingesetzt, die Stress- bzw. Angstsymptome haben, oder bei Personen mit Schlafstörungen. Eine Gewichtsdecke beruhigt in dem gleichen Maße wie eine Umarmung. In Studien über die Verwendung von Gewichtsartikeln hat sich gezeigt, dass diese bei einigen Patienten den Bedarf an Fixiermitteln und Medikamenten reduzieren.

Ein mit Granulat gefüllter Gewichtsartikel folgt perfekt den Körperkonturen. Das Granulat hat zudem den Vorteil, dass nicht viel Füllvolumen benötigt wird, um genügend Druck auszuüben, sodass der Artikel selbst nicht wirklich dick sein muss. Dies ist in einer warmen Umgebung besonders praktisch und zudem pflegeleicht.



Md 610510 A^{TS}

Md 40332/4^{TS}: Gewichtsdecke in der Qualität 1010, Maße 140/200 cm, 4 kg, Druckknopfband an den Seiten.

Md 40332/6^{TS}: Gewichtsdecke in der Qualität 1010, Maße 140/200 cm, 6 kg, Druckknopfband an den Seiten.

Md 40332/8^{TS}: Gewichtsdecke in der Qualität 1010, Maße 140/200 cm, 8 kg, teilbar mittels Profilvereisverschluss in der Mitte, Druckknopfband an den Seiten.

Md 40332/10^{TS}: Gewichtsdecke in der Qualität 1010, Maße 140/200 cm, 10 kg, teilbar mittels Profilvereisverschluss in der Mitte, Druckknopfband an den Seiten.

Md 40332/12^{TS}: Gewichtsdecke in der Qualität 1010, Maße 140/200 cm, 12 kg, teilbar mittels Profilvereisverschluss in der Mitte, Druckknopfband an den Seiten.

Zweck:

- Angst und Stress abbauen
- Unruhe und Irritation zu lindern
- Verbesserung der Konzentration

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. ^{TS}

Achtung:

- Der Einsatz einer Gewichtsdecke bei Patienten mit einer reduzierten Lungenkapazität oder einer schwachen Muskulatur kann ein Risiko darstellen. In diesem Fall ist die Nutzung der Decken genauestens zu verfolgen. Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Gewichtsdecke auf den Boden gefallen ist, gilt es immer, eine eventuelle Stolpergefahr zu berücksichtigen.

Richtlinien für die Verwendung:

Die Gewichtsdecke 40332 wird am besten in Kombination mit dem Bettbezug 610510 A verwendet. Öffnen Sie dazu den Reißverschluss des Bettbezugs und drehen Sie ihn auf links. Drücken Sie das Druckknopfband an den Seiten zusammen, so dass beide Teile zusammenhängen. Drehen Sie das Ganze durch die Reißverschlussöffnung zurück und schließen Sie schließlich den Reißverschluss.



Der Reißverschluss in der Mitte der Decke 40332 dient dazu, die Decke zum Waschen in 2 Teile mit geringerem Gewicht zu teilen.

Qualität: 1010, flammhemmendes, atmungsaktives Material, hohe Reißfestigkeit
Füllung: flammhemmendes Kunststoffgranulat

Die Gewichtsartikel sind aus einem flammhemmenden Material gefertigt.

Pflegehinweise für die Gewichtsartikel:

- 1. Waschen** Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel in einem Wäschebeutel im Schonwaschgang waschen. Decken mit einem Gewicht über 6 kg lassen sich teilen und können dann getrennt gewaschen werden.
- 2. Spülen** KEINEN WEICHSPÜLER verwenden.
- 3. Trocknen** Trocknen Sie sehr kurz bei niedriger Temperatur in einem Wäschebeutel im Trockner oder hängen Sie ihn zum Trocknen auf.
Nicht zusammen mit feuchtigkeitsspeichernden Textilien (z. B. Baumwolle,...) trocknen.