

Articles de soins

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. TS

Coussins de positionnement

Coussins de positionnement sont utilisés pour soutenir les parties du corps ou le corps entier, et à mettre le corps dans une attitude souhaitée.

Qualité de tissu 1010: textile respirant, hydrofuge et incombustible avec résistance élevée au déchirement.



Md 40631 TS

Housse pour coussin boomerang en qual. 1010 avec boutons pression du côté inférieur.

Prescription de lavage des qualités 1010 et 1065 :

1. Lavage Laver séparément à 60°C avec <u>peu</u> de lessive.

2. Rinçage NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT

3. Séchage Sécher <u>brièvement</u> à <u>basse</u> température dans le sèche-linge ou

étendre le linge à plat. Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques

(comme le coton,...).



