

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>

## Belevingsartikelen

Belevingsartikelen worden gebruikt om het lichaamsbesef en het bestaan van het individu bij personen met dementie te bevestigen door hen zoveel mogelijk zintuiglijke prikkels te geven.



### Md 31843

Md 31843/3: Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 65/85 cm, 3 kg, drukknooplint aan de zijkanten.  
Md 31843/5,5: Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 65/85 cm, 5,5 kg, drukknooplint aan de zijkanten.  
(combineerbaar met **31842** belevingsschootdeken hoes)

#### Doel :

- Angst en stress verminderen
- Onrust en prikkelbaarheid verzachten
- Concentratie verbeteren

Het verzwaarde deken in PU is bedoeld als hulpmiddel dat door diepe druksimulatie helpt angst en stress te verminderen en de concentratie te verbeteren.

#### Richtlijn voor gebruik:

De verzwaarde deken 31843 wordt best gebruikt in combinatie met belevingsdeken hoes 31842. Open hiervoor de ritssluiting van de hoes en draai deze binnenste buiten. Druk het drukknooplint op de zijkanten op elkaar zodat beide delen aan elkaar vasthangen. Draai het geheel terug door de rits opening en sluit tenslotte de ritssluiting. Plaats het verzwaarde belevingsdeken op de bovenbenen en knoop de ceintuur met een eenvoudige knoop op de rug van de gebruiker.

*Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>*

**Kwaliteit :** PU blijvend brandvertragend  
1010, blijvend brandvertragend, ademend materiaal, hoge scheurweerstand  
**Vulling:** brandvertragend kunststof granulaat

### PU

**1. Reinigen** Kan afgewassen worden met warm zeepwater tot 95°C.  
Gebruik geen solventen of bleekmiddelen.  
Kan chemisch gereinigd worden met alle hiervoor bestemde vloeistoffen met uitzondering van trichloorethylene.