

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Seitengitterpolster

Das Seitengitterpolster dient dem Schutz von unruhigen Bewohnern und soll vermeiden, dass sich diese am Seitengitter verletzen.

Qualität 1010: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes Material mit hohem Reißwiderstand.



Md 40058 TS

Seitengitterpolster mit flammhemmender Schaumstoffpolsterung, Polyurethanbezug. Mit einem Bezug aus der Qualität 1010 mit Schnallen zum Befestigen am Seitengitter. Das Modell wird nur am Bettgeländer angebracht.

Zweck:

- Zum verhindern, dass sich der Patient am Bettgitter verletzt oder Gliedmaßen durch das Bettgitter steckt.
- Zur Anwendung bei psychisch gestörten Personen, die nicht aggressiv sind.

Qualität: *1010, permanent feuerhemmend, atmungsaktives Material, trocknungsbeständig.
Kurze Trocknungszeit bei niedriger Temperatur.
*PU abwaschbar

Pflegehinweise für die Qualität 1010:

1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.
2. Spülen KEINEN WEICHSPÜLER verwenden.
3. Trocknen Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen.
Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.)