

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Protection pour barrière de lit

La protection de barrière de lit sert à éviter que les patients agités ne se blessent avec cette dernière.

Qualité 1010: textile respirant, hydrofuge et incombustible avec résistance élevée au déchirement.



Md 40058 TS

Protection pour barrière de lit avec mousse incombustible, couverture en polyuréthane. Une couverture en qualité 1010, avec boucles à fixer autour de la barrière de lit. Ce modèle se positionne entre le matelas et la barrière de lit.

But:

- Empêcher le patient de se blesser ou de se faire dépasser des membres par le rail latéral.
- À utiliser pour les personnes mentalement confuses qui ne sont pas agressives.

Qualité : *1010, incombustible, matériau respirant, résistant aux armoires de séchage.
Temps de séchage court à basse température.
*PU essuyable

Prescription de lavage de la qualité de tissu 1010 :

1. Lavage Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. Rinçage NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.
3. Séchage Sécher brièvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre le linge à plat. Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

