

Gel d'alcool et spray nettoyant

Gel d'alcool

Bouteilles de 500 ml avec bouchon à valve ou bouchon à pression, gel d'alcool avec 80% d'alcool dénaturé. (Certificats sur demande)

Par 12 bouteilles dans une boîte.

Bouteille de recharge de 5 litres. (solution aqueuse)



Spray de nettoyage hygiénique

Contient 75 % d'éthanol, produit destiné au nettoyage accéléré dans les secteur des soins, hôpitaux, ... (Certificats sur demande.)

Bouteilles de 1 litre avec vapo. Par 12 bouteilles dans une boîte.

Bouteille de recharge de 5 litres.