

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Housse de soins 40053^{TS}

La couverture de soins est une forme douce de contention pour les résidents agités.

Qualité 5050 : coton/polyester.

La housse de soins constitue une forme d'immobilisation douce pour les patients agités. Elle est idéale tant pour le patient que pour l'infirmier/le soignant. Elle offre une liberté de mouvement suffisante au patient et remplace les moyens d'immobilisation contraignants. Il permet non seulement une immobilisation, mais elle évite au patient de se découvrir et offre un effet préventif pour l'hygiène. Grâce à la fermeture à glissière, le patient peut être changé aisément pendant qu'il est assis dans son lit. La housse de soins peut être considérée comme un drap housse qui se prolonge par une chemise. Elle est fermée par une robuste fermeture à glissière qui se ferme en direction du pied au lit.

Il est OBLIGATOIRE d'utiliser la housse de soins en combinaison d'une barrière de lit.



Md 40053^{TS}

Housse de soins sans manches, comme un drap housse, taille unique, 2 fermetures à glissière gris pâle de côté (pour sondes), fermeture à glissière gris pâle devant avec protection au cou.

Prescription de lavage du qualité 5050:

1. *Lavage* Laver à 60°C.
2. *Séchage* Sécher brièvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.

