

*La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. <sup>TS</sup>*

*Cape de bain à utiliser avant et après le bain. Le patient reste chaud. Le bambou à l'intérieur permet une bonne absorption de l'eau.*



### **Md 19432<sup>TS</sup>**

- Cape de bain
- Beige
- Tissu éponge / Bambou
- 2 poches devant
- Encolure en V avec col
- Une taille unique.

Prescription de lavage pour qualité : double face beige/écru coton/bambou :

1. *Lavage* Lavage à 60°C.
2. *Séchage* Dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.