

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. <sup>TS</sup>

## **Badecape**

*Badecape für den Gebrauch vor und nach dem Bad. Der Patient bleibt warm. Der Bambusstoff auf der Innenseite sorgt für eine gute Feuchtigkeitsaufnahme.  
Qualität: Beidseitiger Frottee beige Baumwolle/Bambus.*



### **Md 19432<sup>TS</sup>**

- Badecape
- Beige
- Frottee Baumwolle / Bambus
- 2 Taschen vorne.
- V-Ausschnitt mit Kragen.
- Eine Größe

Pflegehinweise für die Qualität beidseitiger Frottee beige Baumwolle/Bambus:

1. *Waschen* Waschen bei 60 °C.
2. *Trocknen* Im Trockner oder hängend trocknen.