

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

Sacs de couchage pour les personnes qui ne quittent pas leur lit toutes seules et qui ont tendance à se déshabiller et/ou à manipuler les matériaux d'incontinence, ou pour éviter que les patients se retrouvent nus. Nous avons aussi veillé à ce qu'ils soient faciles à changer.



Md 255 G^{TS}

- Sac de couchage
- Fermeture éclair à l'intérieur.
- Fermeture éclair d'une emmanchure à l'autre côté des pieds.
- Des boutons pression sur les épaules
- Vert
- Qualité 1010, textile incombustible avec résistance élevée au déchirement
- Sans manches
- Col rond
- Une seule taille, longueur : 1m83.

Prescription de lavage pour qualité 1010 :

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. *Rinçage* **NE PAS UTILISER D'ADOUCCISSEUR.**
3. *Séchage* Sécher brèvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher. Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

Également disponible avec la fermeture éclair Close-up® (255 G CU^{TS})

Les clés peuvent être commandées séparément comme :
Md 30110: Close-up® clé avec mousqueton
Md 30120: Close-up® clé avec aimant



La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

