

## Schlafsäcke

Schlafsäcke für Personen die das Bett nicht alleine verlassen und Greif- bzw. Schmierverhalten zeigen, oder um zu verhindern dass Patienten unbedeckt im Bett liegen. Auch an ein schnelles Wechseln wurde gedacht.

*Qualität 1010: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und feuerhemmendes Textil mit hohem Reißwiderstand.*



### Md 255 G<sup>TS</sup>

- Schlafsack
- Reißverschluss an die Innenseite.
- Reißverschluss von einem Armloch zum anderen Fußende.
- Druckknöpfe auf den Schultern.
- GrünQualität 1010: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und feuerhemmendes Textil mit hohem Reißwiderstand.
- Ohne Ärmeln.
- Rundhalsausschnitt
- Einheitsgröße, Länge: 1,83 m

#### Pflegehinweise für die Qualität 1010:

1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.
2. Spülen KEINEN WEICHSPÜLER verwenden.
3. Trocknen Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen. Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.) trocknen.

Auch mit Close-up®-Reißverschluss erhältlich (255 G CUTS)

Die Schlüssel können separat bestellt werden als:

Md 30110: Close-up®-Schlüssel mit Musketon

Md 30120: Close-up®-Schlüssel mit Magnet



*Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. TS*

