

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Vêtements et linge de lit anti-déchirant (1065)

*Pour les patients ayant **tendance à déchirer les tissus**, nous vous proposons une gamme spécifique de draps, chemises, bermudas et t-shirts résistants à la déchirure.
Qualité 1065: matériel respirant, hydrofuge, incombustible et anti-déchirant.*



Md 40045^{TS}

Grenouillère anti-déchirante à manches longues et jambes courtes, fermeture à glissière dans le dos, tailles S à XXL.

Prescription de lavage de la qualité 1065:

1. Lavage Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. Rinçage **NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.**
3. Séchage Sécher brèvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).