

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

Sacs de couchage pour les personnes qui ne quittent pas leur lit toutes seules et qui ont tendance à se déshabiller et/ou à manipuler les matériaux d'incontinence, ou pour éviter que les patients se retrouvent nus. Nous avons aussi veillé à ce qu'ils soient faciles à changer.



Md 234 D^{TS}

- Sac de couchage
- Fermeture éclair à l'intérieur.
- 2x fermeture éclair de la hanche au milieu du pied
- Bleu ciel
- Qualité 1010, textile incombustible avec résistance élevée au déchirement
- Manches longues
- Encolure en V
- Une seule taille, longueur : 1m83.

Prescription de lavage pour qualité 1010 :

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. *Rinçage* **NE PAS UTILISER D'ADOUCCISSEUR.**
3. *Séchage* Sécher brièvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher. Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

Également disponible avec la fermeture éclair Close-up® (234 D CU^{TS})

Les clés peuvent être commandées séparément comme :

Md 30110: Close-up® clé avec mousqueton

Md 30120: Close-up® clé avec aimant



La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

