

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. <sup>TS</sup>

*Bodys conçus afin d'éviter au patient de se déshabiller et éviter les comportements de type manipulation des protections d'incontinence. Nous avons veillé à ce que ces bodys soient faciles à changer. Les fermetures à glissière sont placées à l'extérieure du vêtement pour donner le plus de confort possible.*



### **31901 A<sup>TS</sup>**

- Body
- Fermeture à l'extérieur
- Fermeture à glissière dans le dos et entre les jambes
- Blanc
- 50/50 pol./cot. antibactérien blanc (coton intérieur / extérieur en polyester)
- Sans manches
- Jambes ¾
- Encolure ronde
- Tailles de S à XXL (Medium Fit)

Qualité 5055 (antibactérien)

1. *Lavage* Laver à 60°C.

2. *Séchage* Sécher à basse température dans l'armoire de séchage ou suspendue pour sécher.

	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Tour de poitrine</b>	<b>80-86</b>	<b>86-92</b>	<b>92-98</b>	<b>98-104</b>	<b>104-112</b>
<b>Longueur cou/bas de dos</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>89</b>

Également disponible avec la fermeture éclair Close-up® (31901 A CU<sup>TS</sup>)

Les clés peuvent être commandées séparément comme :

Md 30110: Close-up® clé avec mousqueton

Md 30120: Close-up® clé avec aimant



*La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.* <sup>TS</sup>

