

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak. ^{TS}

Positioneringkussens

Positioneringkussens worden gebruikt ter ondersteuning van lichaamsdelen of het hele lichaam en om het lichaam in een gewenste houding te leggen.

Kwaliteit 1010 : Ademend, vochtwerend en brandvertragend textiel met hoge scheurweerstand.



Md 40686 ^{TS}

Hoes voor abductiekussen, in kwaliteit 1010 met ritssluiting.

Wasvoorschrift van kwaliteit 1010:

1. *Wassen* Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. *Spoelen* GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. *Drogen* Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...).

