

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

Cape de bain à utiliser avant et après le bain. Le patient reste chaud. Le bambou à l'intérieur permet une bonne absorption de l'eau.



Md 19458^{TS}

- Cape de bain
- Beige
- Tissu éponge / Bambou
- Encolure en V avec capuchon
- Épaules ouvertes avec boutons pression
- Fermeture à l'entrejambes par boutons pression
- Pour utilisation avec le lève-personne.
- Une taille unique.

Prescription de lavage pour qualité : double face beige/écru coton/bambou :

1. *Lavage* Lavage à 60°C.
2. *Séchage* Dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.

