

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.<sup>TS</sup>


## Schlafsack mit Fixiergurten (Md 40075<sup>TS</sup>)

Der Schlafsack mit Fixiergurten gibt dem Benutzer ausreichend Bewegungsfreiheit und ersetzt unangenehme Fixierungen. Außerdem verhindert es das Freilegen und hat eine vorbeugende hygienische Wirkung.

Der Reißverschluss ermöglicht eine einfache Intimpflege der Bewohner, während diese im Schlafsack liegt.

Qualität 1065: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes Textil mit hohem Reißwiderstand.

**Der Schlafsack mit Fixiergurten MUSS stets zusammen mit einem Bettgeländer verwendet werden.**



### Md 40075<sup>TS</sup>

Ärmelloser Schlafsack mit Fixiergurten für Magnetverschluss an Schultern, Taille und Knöcheln. Reißverschluss vom rechten Armloch bis zum linken Fußteil, Klettverschluss an den Schultern mit zusätzlicher Öse für einen Magnetverschluss, 2 Reißverschlussöffnungen an den Seiten, S/M, L/XL.

#### Pflegehinweise für die Qualität 1065:

1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.
2. Spülen KEINEN WEICHPÜLER verwenden.
3. Trocknen Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen. Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.) trocknen.