

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.<sup>TS</sup>

### **Vêtements anti-déchirant**

Pour les patients **ayant tendance à déchirer les tissus**, nous vous proposons une gamme de vêtements adaptés qui ressemblent à des jeans classiques.

Qualité : denim renforcé.

Les fils de ce tissu sont renforcés avec un matériau d'une grande résistance à la traction. Le tissu reste néanmoins facile à entretenir et confortable. Attention, Ce tissu **NE PEUT ÊTRE REPASSÉ**.



#### **Md 40044<sup>TS</sup>**

Grenouillère en denim renforcé, sans manche, jambes longues, fermeture à glissière dans le dos, tailles S à XXL.

Prescription de lavage de la qualité 1550 (denim renforcé) :

1. *Lavage* Laver séparément à 40°C avec peu de lessive.
2. *Rinçage* **NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.**
3. *Séchage* Sécher brèvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre le linge.  
**NE PAS REPASSER !!!**

