

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Vêtements anti-déchirant

Pour les patients **ayant tendance à déchirer les tissus**, nous vous proposons une gamme de vêtements adaptés qui ressemblent à des jeans classiques.

Qualité : denim renforcé.

Les fils de ce tissu sont renforcés avec un matériau d'une grande résistance à la traction. Le tissu reste néanmoins facile à entretenir et confortable. Attention, Ce tissu **NE PEUT ÊTRE REPASSÉ**.



Md 40044^{TS}

Grenouillère en denim renforcé, sans manche, jambes longues, fermeture à glissière dans le dos, tailles XS à XXL.

	XS	S	M	L	XL	XXL
Tour de poitrine	82-86	86-90	90-96	96-102	102-110	110-118
Longueur cou/bas de dos	85	85	85	85	88	88

Prescription de lavage de la qualité 1550 (denim renforcé) :

1. Lavage Laver séparément à 40°C avec peu de lessive.
2. Rinçage NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.
3. Séchage Sécher brièvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre le linge.
NE PAS REPASSER !!!

