

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Vêtements et linge de lit anti-déchirant (1065)

Pour les patients ayant **tendance à déchirer les tissus**, nous vous proposons une gamme spécifique de draps, chemises, bermudas et t-shirts résistants à la déchirure.
Qualité 1065: matériel respirant, hydrofuge, incombustible et anti-déchirant.



Md 40131 TS

Oreiller anti-déchirant avec taie fixe,
entièrement lavable, 60/70 cm.

Prescription de lavage de la qualité 1065:

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. *Rinçage* NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.
3. *Séchage* Sécher brèvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).