

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>


## Brandvertragende verzwaringsartikelen Anne-Lore® (granulaat) €€

*Verzwaringsartikelen worden gebruikt als rustgevend hulpmiddel voor mensen die onderhevig zijn aan stress en angst gerelateerde factoren. Een verzwaringsdeken kalmeert op dezelfde manier als een knuffel zou doen. Studies van het gebruik van verzwaringsartikelen hebben uitgewezen dat ze bij sommige patiënten de noodzaak van fixatiemiddelen verminderen.*

Verzwaringsdekens kunnen: helpen om de hele nacht door te slapen  
angst en stress verminderen  
onrust en prikkelbaarheid verzachten  
concentratie verbeteren,...

Verzwaringsartikelen worden gebruikt bij: slaapstoornissen, Sensory Processing Disorder, autisme, Aspergers syndroom, ADHD, dementie, alzheimer, Restless Legs Syndrome, angstsyndroom,...

Een verzwaringsartikel dat gevuld is met granulaat volgt perfect de contouren van het lichaam. Het heeft bovendien het voordeel dat je weinig vulvolume nodig hebt om genoeg druk uit te oefenen, zodat het artikel op zich niet echt dik hoeft te zijn. Dit is praktisch in een warme omgeving en makkelijk in onderhoud.



### Md 31841<sup>TS</sup>

\* Kleuren en uitvoeringen kunnen afwijken (knijpfiguur niet inbegrepen, apart verkrijgbaar **31801**)

Md 31841/2,8<sup>TS</sup>: 2,8 kg.

Md 31841/4<sup>TS</sup>: Belevingsschootdeken, 4 kg.

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>



**Md 31841<sup>TS</sup>** Belevingsschootdeken, in kwal. 1010, wasbaar, met ceintuur, ingenaaide ballen, belletjes en knopen, ring om iets persoonlijk aan te hangen.



**Md 40311/5<sup>TS</sup>**: Verzwaarde dekbedovertrek in kwal. 1010, met instopstrook, afm. 140/200 cm, in de wintermaanden kan er een standaard dekbed ingestoken worden, 5 kg.

**Md 40311/6<sup>TS</sup>**: Verzwaarde dekbedovertrek in kwal. 1010, afm. 140/200 cm, 6 kg.

**Md 40311 K/3,1<sup>TS</sup>**: verzwaarde dekbedovertrek voor kinderen in kwal. 1010, met instopstrook, afm. 120/150 cm, in de wintermaanden kan er een standaard dekbed ingestoken worden, 3,10 kg

**Md 40311 K/4,1<sup>TS</sup>**: verzwaarde dekbedovertrek voor kinderen in kwal. 1010, afm. 120/150 cm, 4,10 kg



Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>



**Md 40331/3<sup>TS</sup>**: Dagdeken in kwal. 1010, kleur: blauw, afm. 125/70 cm, 3 kg



**Md 40331/4,5<sup>TS</sup>**: Dagdeken in kwal. 1010, kleur: groen, afm. 125/70 cm, 4,5 kg.



**Md 610510 A<sup>TS</sup>**

**Md 40332/8<sup>TS</sup>**: Verzwarringsdeken in kwal. 1010, afm. 140/200 cm, 8 kg, deelbaar d.m.v. bloktandrits in het midden, drukknooplint aan de zijkanten.

**Md 40332/10<sup>TS</sup>**: Verzwarringsdeken in kwal. 1010, afm. 140/200 cm, 10 kg, deelbaar d.m.v. bloktandrits in het midden, drukknooplint aan de zijkanten.

**Md 40332/12<sup>TS</sup>**: Verzwarringsdeken in kwal. 1010, afm. 140/200 cm, 12 kg, deelbaar d.m.v. bloktandrits in het midden, drukknooplint aan de zijkant.

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>



+ Md 610510 A<sup>TS</sup>

- Md 40333/4<sup>TS</sup>:** Verzwarringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 4 kg, drukknooplint aan de zijkanten.  
**Md 40333/6<sup>TS</sup>:** Verzwarringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 6 kg, drukknooplint aan de zijkanten.  
**Md 40333/8<sup>TS</sup>:** Verzwarringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 8 kg, drukknooplint aan de zijkanten.  
**Md 40333/10<sup>TS</sup>:** Verzwarringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 10 kg, drukknooplint aan de zijkanten.  
**Md 40333/12<sup>TS</sup>:** Verzwarringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 12 kg, drukknooplint aan de zijkanten.



**Md 40340<sup>TS</sup>:** rustdeken in kwaliteit 1010 gewatteerd, licht verzwaaarde zijstroken aan bovenbeen, taille en schouder, past op elke zetel met voldoende hoge rugleuning.